

PSU Prosthodontic Clinic Treatment Guideline during Covid-19 Situation

****การปฏิบัติโดยรวมให้ถือตาม guideline ที่โรงพยาบาลทันตกรรมจัดทำขึ้น จะมีเฉพาะของงาน
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ที่มีเพิ่มเติมดังนี้****

หัวข้อ	แนวทางการปฏิบัติ
1. การเตรียมตัวก่อนลงคลินิก	<ul style="list-style-type: none"> - ให้นักศึกษาเตรียมตัวความรู้และอุปกรณ์ให้พร้อมทุกอย่างสำหรับการรักษาในวันนั้น ไม่เดินออกจากยูนิตระหว่างการรักษา หากจำเป็นต้องเบิกวัสดุหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมต้องให้ circulated person เป็นคนนำมาให้ - การจองยูนิตต้องแจ้ง step การทำงานให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ เช่น External oral suction กล้องกรอะคริลิก - ไม่นำของใช้ติดตัว เช่น กระเป๋า สมุด มาวางในคลินิก โน้ตทำงานให้ทำเป็นแผ่นมาอ่าน และพร้อมทิ้งหลังเสร็จงาน - Chart และ เอกสารที่ต้องเขียนให้รวบรวมตั้งไว้ที่โต๊ะที่จัดเตรียมไว้ให้ และเขียนหลังเสร็จสิ้นการรักษาทั้งหมด
2. การนำผู้ป่วยเข้าทำการรักษา	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วย povidone iodine solution ตาม protocol ของรพ.ทันตกรรม - ถ้าผู้ป่วยใส่ฟันเทียมมาให้แช่ฟันเทียมใน Chlorhexidine solution 0.12% 5 นาทีก่อนทำงาน
3. การกำจัดเชื้อรอยพิมพ์ (impression disinfection)	หลังจากนำรอยพิมพ์ออกจากปากผู้ป่วยให้ล้างด้วย Hibiscrub และล้างน้ำ นำรอยพิมพ์ใส่ถุงพลาสติก และพ่นด้วย NaOCl concentration 1:10 (0.5%) ปิดถุงทิ้งไว้ 10 นาทีแล้วนำมาล้างสารกำจัดเชื้อออกให้หมดก่อนนำไปเทแบบ
4. การถอดฟันเทียมระหว่างการรักษา	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อนำฟันเทียมออกมาจากช่องปาก ล้างด้วย Hibiscrub และเช็ดด้วยกระดาษแบบดิงที่เตรียมไว้ให้ข้างอ่างล้างมือ - ทำการถอดฟันเทียม โดยทำภายใต้เครื่องดูดแรงสูงนอกปากหรือกรอกในกล่องอะคริลิกใสที่คลินิกเตรียมไว้ให้ ไม่ใช่ triple syringe เป่าเศษอะคริลิกให้ฟุ้งกระจาย ใช้กระดาษเช็ดและนำกระดาษที่ใช้แล้วทิ้งในถ้วยโลหะที่เตรียมไว้ในชุดทำงาน
5. การทำงานแลบข้างยูนิต	- ในการทำงานแลบข้างยูนิต ให้ใช้กระดาษสีน้ำตาลที่คลินิกเตรียมไว้รองโต๊ะ และรวบทิ้งหลังจากเสร็จงาน
6. การทำ tooth alteration	การถอดฟันถือเป็นงานฟุ้งกระจายต้องทำภายใต้ protocol เดียวกับที่คณะกำหนด คือต้องมี high power suction และมีผู้ช่วยข้างเก้าอี้
7. การปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการรักษา	- ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือ caviwipes เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาใช้ เช่น articulator อุปกรณ์แต่งซี่ฟัน เป็นต้น ก่อนนำออกจากคลินิก